

Kodak 8000

Système panoramique numérique

Vue panoramique sur la simplicité.

D'une puissance étonnante, particulièrement simple à utiliser, le système Kodak 8000 (auparavant TrophyPan) produit des images d'une précision et d'une exposition optimales, en quelques secondes. Vous pouvez désormais effectuer des diagnostics précis et rapides, optimiser la gestion de votre activité et améliorer la communication avec vos patients et vos collaborateurs.



Résolument plus simple.

Avec le système Kodak 8000, vous programmez toutes les prises de vues depuis votre ordinateur, à travers une interface claire et intuitive. Les étapes de programmation sont très simples à suivre, et vous permettent d'entrer simplement et rapidement tous les paramètres nécessaires à la prise d'un cliché.

Diagnostic en temps réel.


Le système Kodak 8000 vous permet de réaliser des images d'une clarté exceptionnelle, qu'il s'agisse de clichés panoramiques, de panoramiques segmentés ou de clichés des sinus, sans avoir à attendre. Le résultat est immédiat. Vous réalisez un diagnostic précis sur place, et communiquez les options de traitement à vos patients sans perdre de temps.

Plus de confort et de sécurité.

Le positionnement en face-à-face facilite le bon alignement du patient. Plus confortable pour lui, il minimise également les erreurs de positionnement et d'incidence. Avec une faible exposition aux radiations, votre équipe, vos patients et vous-même bénéficiez d'un environnement de traitement plus sûr.

Le système Kodak 8000 offre un positionnement en face-à-face:

1. L'opérateur garde un meilleur contrôle de la situation grâce à un contact permanent avec le patient.
2. Le patient est plus détendu.
3. L'alignement correct du patient est facilité.
4. Les risques d'exposition supplémentaire sont minimisés.



Pour votre activité, une avancée intelligente et innovante.

Des traitements d'image simples et puissants.

Le logiciel d'imagerie dentaire Kodak dispose de puissantes fonctionnalités de traitement d'image pour faciliter le diagnostic. Du réglage des contrastes et de la luminosité jusqu'au grossissement, vous disposez d'une gamme complète d'outils pour tirer le maximum de vos radiographies.

Une intégration efficace dans la chaîne numérique.

Les radiographies numériques réalisées peuvent être intégrées à votre logiciel de gestion de cabinet. Il est également facile de partager des images avec votre équipe, vos correspondants ou des organismes extérieurs, en gagnant du temps et en améliorant l'efficacité de votre travail.



En option: la céphalométrie numérique.

Le système Kodak 8000 peut recevoir l'option de céphalométrie numérique. Premier système numérique "one shot", cet appareil permet d'obtenir des images céphalométriques en une fraction de secondes, réduisant le risque d'image floues et améliorant le confort du patient.

Un support et une aide sur lesquels vous pouvez compter.

Nous engageons à fournir l'aide et le support permanents dont vous avez besoin pour assurer une transition en douceur vers la radiographie numérique. Nos experts dédiés sont à votre disposition pour:

- Evaluer avec vous vos besoins et vous aider à choisir l'équipement le plus approprié.
- Installer le système panoramique numérique Kodak 8000.
- Vous former, vous et votre équipe, à prendre des images de haute qualité, dès le premier jour.
- Répondre à vos questions et vous offrir un service après-vente d'un niveau exceptionnel.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Encombrement spatial:

Largeur: 90cm - Profondeur: 120cm – Hauteur: 234cm

Positionnement du patient:

Frontal avec 3 rayons laser et 4 points d'appui

Acquisition:

Directe et en temps réel

Niveaux de gris:

4096–12 bits

TMJ 2 lateral views 7.7

Modes radiographiques et temps d'exposition (en secondes):

Panoramique: 13.9

Sinus maxillaires: 10.7

ATM 2 vues latérales: 7.7

Vous voulez en savoir plus ?

Pour demander une démonstration ou pour recevoir des informations supplémentaires, composez le : **1-800-933-8031** ou visitez notre site web: www.kodakdental.com

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider et vous aider dans le choix de votre solution d'imagerie. N'hésitez pas à nous contacter. 2009-05-07



Carestream Health Canada Company

©Carestream Health, Inc., 2009

"Kodak" et les couleurs Kodak sont des marques déposées de Eastman Kodak Company utilisées sous licence.